



Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, PP, sans bouchon, 1 000 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.504.031
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, transparent, matériau : PP, sans bouchon, 1 000 pièce(s)/sachet, 2 000 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml

Dimensions

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, PP, sans bouchon, 1 000 pièce(s)/sachet

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	72000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	260 mm
Volume du carton	0.0486 cbm
Poids du produit	0.0026 kg
Poids du carton	5.75 kg
Code EAN de la boîte	4038917412735
Code EAN du carton d'emballage	4038917412728

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT