



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.506.024
Description d'article	Tube, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	79 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 32000  
Volume du carton 0.0813 cbm  
Poids du produit 0.0032 kg  
Poids du carton 7.39 kg  
Code EAN de la boîte 4038917108713  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917035873

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

