



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.540
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 13 ml, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 500 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	13 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 13 ml, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, PP**

**Page 2**

**Dimensions**

Diamètre 16.5 mm  
Longueur du produit 101 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon naturel

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 50000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 500  
pièces / pallet 22000  
Profondeur du carton 568 mm  
Largeur du carton 348 mm  
Hauteur du carton 155 mm  
Volume du carton 0.0306 cbm  
Poids du produit 0.0059 kg  
Poids du carton 3.47 kg  
Code EAN de la boîte 4038917082334  
Code EAN du carton d'emballage 4038917001434

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**