



**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 8 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, PP**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	60.542
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	8 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



### **Dimensions**

Diamètre	16.5 mm
Longueur du produit	57 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	42000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.0042 kg
Poids du carton	4.64 kg
Code EAN de la boîte	4038917082358
Code EAN du carton d'emballage	4038917001458

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

