



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.542.080
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, matériau : PP, fond plat, marron, bouchon à vis, marron, bouchon assemblé, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	8 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 8 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, PP**

**Page 2**

**Dimensions**

Diamètre 16.5 mm  
Longueur du produit 57 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit marron  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon marron

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 48000  
Volume du carton 0.0338 cbm  
Poids du produit 0.0046 kg  
Poids du carton 5.15 kg  
Code EAN de la boîte 4038917111591  
Code EAN du carton d'emballage 4038917079228

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**