



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.542.530
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, sans bouchon, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	8 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	16.5 mm
Hauteur du produit	57 mm
Longueur du produit	57 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	60000
Volume du carton	0.0282 cbm
Poids du produit	0.0032 kg
Poids du carton	3.67 kg
Code EAN de la boîte	4038917111614
Code EAN du carton d'emballage	4038917013260

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

