



## Description d'article

Numéro de commande	60.548.012
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 50 ml, (L x Ø) : 114 x 28 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, HD-PE, sans bouchon, avec graduation, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	50 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

## Dimensions

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	114 mm

## Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)

## Pureté et certification

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Apyrogène	oui
Alloti	oui

## Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	10000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 50 ml, (L x Ø) : 114 x 28 mm, PP**

**Page 2**

Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	350 mm
Volume du carton	0.0833 cbm
Poids du produit	0.0098 kg
Poids du carton	5.72 kg
Code EAN de la boîte	4038917111973
Code EAN du carton d'emballage	4038917057868

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**