



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 3,5 ml, (L x Ø) : 66 x 11,5 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.549
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 3,5 ml, (L x Ø) : 66 x 11,5 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	3,5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Dimensions

Diamètre	11.5 mm
Longueur du produit	66 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	84000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0396 cbm
Poids du produit	0.0022 kg
Poids du carton	5.03 kg
Code EAN de la boîte	4038917082402
Code EAN du carton d'emballage	4038917001502

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

