



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 3,5 ml, (L x Ø) : 66 x 11,5 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.549.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 3,5 ml, (L x Ø) : 66 x 11,5 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	3,5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 3,5 ml, (L x Ø) : 66 x 11,5 mm, PP

Page 2

Dimensions

Diamètre 11.5 mm
Longueur du produit 66 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 56000
Profondeur du carton 598 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 125 mm
Volume du carton 0.0298 cbm
Poids du produit 0.0022 kg
Poids du carton 2.81 kg
Code EAN de la boîte 4038917112017
Code EAN du carton d'emballage 4038917054928

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT