



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 60.550.030
Description d'article Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, sans bouchon, 1000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation non
Type de fermeture bouchon à vis
Forme du fond fond rond
Volume de travail 7 ml
Centrifugation max (FCR) 4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP

Page 2

Dimensions

Diamètre 13 mm
Longueur du produit 82 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 3000
pièces / pallet 48000
Profondeur du carton 432 mm
Largeur du carton 499 mm
Hauteur du carton 378 mm
Volume du carton 0.0833 cbm
Poids du produit 0 g
Poids du carton 9.34 kg
Code EAN de la boîte 4038917112352
Code EAN du carton d'emballage 4038917013628

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT