



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.550.100
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	7 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Diamètre de l'ouverture	11,55 mm
Longueur du produit	82 mm
Longueur avec bouchon	82 mm
Longueur sans bouchon	80.9 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

**Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0315 cbm
Poids du produit	0.0034 kg
Poids du carton	3.86 kg
Code EAN de la boîte	4038917112574
Code EAN du carton d'emballage	4038917013741

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**