



Description d'article

Numéro de commande	60.550.109
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	7 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	13 mm
Diamètre de l'ouverture	11,55 mm
Longueur du produit	82 mm
Longueur avec bouchon	82 mm
Longueur sans bouchon	80.9 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	40000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0393 cbm
Poids du produit	0.0034 kg
Poids du carton	3.99 kg
Code EAN de la boîte	4038917112598
Code EAN du carton d'emballage	4038917013765

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

