



Description d'article

Numéro de commande	60.551.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, matériau : PP, fond rond à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond à jupe
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	79 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	36000
Profondeur du carton	413 mm
Largeur du carton	257 mm
Hauteur du carton	464 mm
Volume du carton	0.0492 cbm
Poids du produit	0.005 kg
Poids du carton	5.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917112673
Code EAN du carton	4038917044103
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

