



Description d'article

Numéro de commande	60.551.023
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, matériau : PP, fond rond à jupe, transparent, bouchon à vis, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond à jupe
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	16 mm
Hauteur du produit	79 mm
Longueur du produit	79 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	32000
Volume du carton	0.0813 cbm
Poids du produit	0.0024 kg
Poids du carton	5.9 kg
Code EAN de la boîte	4038917317801
Code EAN du carton	4038917317795
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

