



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.596.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 60 ml, (L x Ø) : 126 x 30 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	60 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	30 mm
Longueur du produit	126 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	250
pièces / pallet	7000
Profondeur du carton	588 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	255 mm
Volume du carton	0.0597 cbm
Poids du produit	0.015 kg
Poids du carton	4.44 kg
Code EAN de la boîte	4038917114134
Code EAN du carton d'emballage	4038917014199

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

