



Description d'article

Numéro de commande	60.597
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 120 ml, (L x Ø) : 114 x 44 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	120 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	120 ml
Diamètre	44 mm
Longueur du produit	114 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	250
pièces / pallet	3000
Profondeur du carton	563 mm
Largeur du carton	343 mm
Hauteur du carton	500 mm
Volume du carton	0.0966 cbm
Poids du produit	0.0222 kg
Poids du carton	6.48 kg
Code EAN de la boîte	4038917082785
Code EAN du carton d'emballage	4038917001823

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

