



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.597.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 120 ml, (L x Ø) : 114 x 44 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	120 ml

### **Dimensions**

Diamètre	44 mm
Longueur du produit	114 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	100
pièces / pallet	3600
Profondeur du carton	578 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0415 cbm
Poids du produit	0.0222 kg
Poids du carton	2.76 kg
Code EAN de la boîte	4038917114172
Code EAN du carton d'emballage	4038917014212

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

