



Description d'article

Numéro de commande	60.610.013
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g

Dimensions

Diamètre	15.3 mm
Longueur du produit	92 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	42000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.0042 kg
Poids du carton	4.72 kg
Code EAN de la boîte	4038917114745
Code EAN du carton d'emballage	4038917070249

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

