



**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 92 x 15 mm, PP**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	60.610.023
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 92 x 15 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, sans bouchon, 100 pièce(s)/sachet

### Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



### **Dimensions**

Diamètre	15 mm
Hauteur du produit	92 mm
Longueur du produit	92 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	30000
Volume du carton	0.046 cbm
Poids du produit	0.0038 kg
Poids du carton	4.26 kg
Code EAN de la boîte	4038917234160
Code EAN du carton d'emballage	4038917234153

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

