



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.610.100
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, transparent, bouchon assemblé, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre 15.3 mm  
Longueur du produit 92 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon transparent  
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 100  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 36000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 300 mm  
Volume du carton 0.0475 cbm  
Poids du produit 0.0052 kg  
Poids du carton 5.92 kg  
Code EAN de la boîte 4038917114776  
Code EAN du carton d'emballage 4038917014380

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

