



Description d'article

Numéro de commande	60.610.300
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre 15.3 mm
Longueur du produit 92 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 36000
Volume du carton 0.0492 cbm
Poids du produit 0.0046 kg
Poids du carton 5.16 kg
Code EAN de la boîte 4038917367882
Code EAN du carton d'emballage 4038917367875

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

