



## Spécification de produit

Tube à fond intermédiaire, 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube plat, PP, sans bouchon, 100 pièce(s)/sachet

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	60.611.010
Description d'article	Tube à fond intermédiaire, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube plat, transparent, matériau : PP, sans bouchon, 100 pièce(s)/sachet, 1 000 pièce(s)/carton

### Caractéristiques du produit

Graduation	non
Forme du fond	double fond conique, fond du tube plat
Volume de travail	5 ml

### Dimensions

Diamètre	15.3 mm
Longueur du produit	92 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Tube à fond intermédiaire, 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube plat, PP, sans bouchon, 100 pièce(s)/sachet**

**Page 2**

### Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### Conditionnement

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 100  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 36000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 300 mm  
Volume du carton 0.0475 cbm  
Poids du produit 0.004 kg  
Poids du carton 4.68 kg  
Code EAN de la boîte 4038917114820  
Code EAN du carton d'emballage 4038917014427

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**