



Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 2,5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, PP, bouchon assemblé, 100 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.614.011
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 2,5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, transparent, matériau : PP, avec graduation, bouchon assemblé, 100 pièce(s)/sachet, 1 000 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	double fond conique, fond du tube arrondi
Volume de travail	2,5 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 2,5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, PP, bouchon assemblé, 100 pièce(s)/sachet

Page 2

Dimensions

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0315 cbm
Poids du produit	0.0038 kg
Poids du carton	4.25 kg
Code EAN de la boîte	4038917346801
Code EAN du carton d'emballage	4038917346795

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT