



**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 15 ml, (L x Ø) : 76 x 20 mm, PP**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	60.732.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 76 x 20 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	15 ml
Centrifugation max (FCR)	4500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



### **Dimensions**

Diamètre	20 mm
Longueur du produit	76 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	20000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0393 cbm
Poids du produit	0.0064 kg
Poids du carton	3.78 kg
Code EAN de la boîte	4038917119603
Code EAN du carton d'emballage	4038917016698

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

