



Description d'article

Numéro de commande	60.9921.524
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, matériau : PP, fond plat, translucide, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, stérile, 250 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5500 x g
Température de centrifugation	21
Durée de centrifugation	15 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, PP

Page 2

Dimensions

Diamètre 16 mm
Longueur du produit 50 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit translucide
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon jaune
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences scellé à 18"hg/10 min
Sans latex oui
Label de pureté stérile
Apyrogène non
Fiche de données de sécurité non

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 250
pièces / carton 2000
pièces / pallet 96000
Profondeur du carton 608 mm
Largeur du carton 264 mm
Hauteur du carton 324 mm
Volume du carton 0.0519 cbm
Poids du carton 7.4 kg
Code EAN de la boîte 4038917150804
Code EAN du carton d'emballage 4038917037150

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT