



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 97 x 16 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.9921.807
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 97 x 16 mm, matériau : PP, fond plat, translucide, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Température de centrifugation	21
Durée de centrifugation	15 Min

Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	97 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	translucide
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	324 mm
Volume du carton	0.0519 cbm
Poids du carton	6.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917151009
Code EAN du carton d'emballage	4038917037204

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

