



Description d'article

Numéro de commande	60.9922.126
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 25 ml, (L x Ø) : 54 x 27 mm, matériau : PC, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	25 ml

Dimensions

Diamètre	27 mm
Longueur du produit	54 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50000
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
Volume du carton	0.0577 cbm
Poids du produit	0.0081 kg
Poids du carton	4.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917913560
Code EAN du carton d'emballage	4038917913577

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

