



Description d'article

Numéro de commande	60.9922.241
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 25 ml, (L x Ø) : 90 x 25 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, blanc, bouchon assemblé, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	25 ml
Centrifugation max (FCR)	4500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	25 mm
Longueur du produit	90 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	15000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	264 mm
Volume du carton	0.052 cbm
Poids du produit	0.0084 kg
Poids du carton	4.86 kg
Code EAN de la boîte	4038917151504
Code EAN du carton d'emballage	4038917027755

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

