



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.9922.936
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 99 x 16 mm, matériau : PC, fond rond, transparent, bouchon à vis, blanc, bouchon séparé, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	12 ml
Centrifugation max (FCR)	8800 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	99 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de la tubulure	Polycarbonate (PC)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	24000
Profondeur du carton	604 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	264 mm
Volume du carton	0.0595 cbm
Poids du produit	0.0076 kg
Poids du carton	8.4 kg
Code EAN de la boîte	4038917153423
Code EAN du carton d'emballage	4038917027816

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

