



Description d'article

Numéro de commande 60.9922.939
Description d'article Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 94 x 14 mm, matériau : PC, fond rond, transparent, bouchon à vis, blanc, bouchon séparé, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation non
Bouchon bouchon à vis standard
Type de fermeture bouchon à vis
Forme du fond fond rond
Volume de travail 8 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 8 ml, (L x Ø) : 94 x 14 mm, PC

Page 2

Dimensions

Diamètre	14 mm
Longueur du produit	94 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de la tubulure	Polycarbonate (PC)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	324 mm
Volume du carton	0.0577 cbm
Poids du carton	7.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917153454
Code EAN du carton d'emballage	4038917027830

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT