



Description d'article

Numéro de commande	62.470
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon pression, sans bouchon, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	12 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	16.5 mm
Longueur du produit	95 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	36000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm
Poids du produit	0.0055 kg
Poids du carton	6.21 kg
Code EAN de la boîte	4038917081788
Code EAN du carton d'emballage	4038917000895

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

