



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.476.326
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: vert, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 80000  
Volume du carton 0.0382 cbm  
Poids du produit 0.0028 kg  
Poids du carton 6.12 kg  
Code EAN de la boîte 4038917368124  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917368117

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

