



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.486
Description d'article	Tube, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	7 ml
Centrifugation max (FCR)	2500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	50 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	72000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm
Poids du produit	0.0028 kg
Poids du carton	6.37 kg
Code EAN de la boîte	4038917081931
Code EAN du carton d'emballage	4038917001045

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

