



Description d'article

Numéro de commande	62.486.300
Description d'article	Tube, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	7 ml

Dimensions

Diamètre	16 mm
Hauteur du produit	50 mm
Longueur du produit	50 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	72000
Volume du carton	0.0492 cbm
Poids du produit	0.0028 kg
Poids du carton	6.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917368155
Code EAN du carton d'emballage	4038917368148

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

