



Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, PP, bouchon séparé, 1 000 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	62.504.038
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, marron, matériau : PP, avec aplat, étiquette/impression: noir, avec graduation, bouchon séparé, marron, 1 000 pièce(s)/sachet, 1 000 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	noir
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	oui
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13
mm, fond rond, PP, bouchon séparé, 1 000
pièce(s)/sachet

Dimensions

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	1000
pièces / pallet	56000
Profondeur du carton	568 mm
Largeur du carton	433 mm
Hauteur du carton	120 mm
Volume du carton	0.0295 cbm
Poids du produit	0.0038 kg
Poids du carton	4.39 kg
Code EAN de la boîte	4038917412971
Code EAN du carton	4038917412964
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

