



Description d'article

Numéro de commande	62.515.028
Description d'article	Tube, volume de travail : 13 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, naturel, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, stérile, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	Cape de ventilation
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	13 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	100 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	13500
Profondeur du carton intérieur	351 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	778 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.0049 kg
Poids du carton	4.06 kg
Code EAN de la boîte	4038917233118
Code EAN du carton d'emballage	4038917233088

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

