



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.526.003
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	4000
pièces / pallet	64000
Volume du carton	0.0813 cbm
Poids du produit	0.0021 kg
Poids du carton	10.36 kg
Code EAN de la boîte	4038917109291
Code EAN du carton d'emballage	4038917057776

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

