



Description d'article

Numéro de commande	62.547.004
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 50 ml, (L x Ø) : 114 x 28 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, HD-PE, bouchon : rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: bleu/blanc, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 25 pièce(s)/boîte en polystyrène
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	bleu/blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	50 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 50 ml, (L x Ø) : 114 x 28 mm, PP, avec aplat

Page 2

Dimensions

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	114 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	boîte en polystyrène
pièces / boîte	25
pièces / carton	300
pièces / pallet	8400
Profondeur du carton	588 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	255 mm
Volume du carton	0.0597 cbm
Poids du produit	0.0128 kg
Poids du carton	4.83 kg
Code EAN de la boîte	4038917111829
Code EAN du carton d'emballage	4038917013413

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

