



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.551.011
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, matériau : PP, fond rond à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond à jupe
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, PP, avec aplat**

**Page 2**

**Dimensions**

Diamètre 16 mm  
Longueur du produit 79 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon naturel

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 30000  
Volume du carton 0.046 cbm  
Poids du produit 0.0048 kg  
Poids du carton 5.35 kg  
Code EAN de la boîte 4038917112772  
Code EAN du carton d'emballage 4038917033404

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**