



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 62.551.022 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, matériau : PP, fond rond à jupe, marron, bouchon à vis, marron, bouchon séparé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | blanc |
| Graduation | oui |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond rond à jupe |
| Volume de travail | 10 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 4000 x g |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, PP, avec aplat

Page 2

Dimensions

Diamètre 16 mm
Longueur du produit 79 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit marron
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon marron

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 30000
Volume du carton 0.046 cbm
Poids du produit 0.0054 kg
Poids du carton 5.9 kg
Code EAN de la boîte 4038917112819
Code EAN du carton d'emballage 4038917030816

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT