



Description d'article

Numéro de commande	62.551.201
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, matériau : PP, fond rond à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond à jupe
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 79 x 16 mm, PP, avec aplat

Page 2

Dimensions

Diamètre 16 mm
Longueur du produit 79 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 36000
Profondeur du carton 413 mm
Largeur du carton 257 mm
Hauteur du carton 464 mm
Volume du carton 0.0492 cbm
Poids du produit 0.0044 kg
Poids du carton 5.04 kg
Code EAN de la boîte 4038917112901
Code EAN du carton 4038917072113
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT