




**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, PS, avec aplat**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	62.553.001
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon séparé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, 50 pièce(s)/sachet

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	15 ml
Centrifugation max (FCR)	4100 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



### **Dimensions**

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	120 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	20000
Volume du carton	0.0382 cbm
Poids du produit	0.0086 kg
Poids du carton	4.54 kg
Code EAN de la boîte	4038917112932
Code EAN du carton d'emballage	4038917033428

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

