



Description d'article

Numéro de commande	62.553.002
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apurogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 50 pièce(s)/portoir

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	15 ml
Centrifugation max (FCR)	4100 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, PS, avec aplat

Page 2

Dimensions

Diamètre 17 mm
Longueur du produit 120 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile
Non cytotoxique oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur portoir
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 18000
Volume du carton 0.0436 cbm
Poids du produit 0.0101 kg
Poids du carton 5.31 kg
Code EAN de la boîte 4038917112949
Code EAN du carton d'emballage 4038917033435

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT