



## Description d'article

Numéro de commande	62.553.205
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 50 pièce(s)/sachet

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	15 ml
Centrifugation max (FCR)	4100 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, PS, avec aplat**

**Page 2**

**Dimensions**

Diamètre 17 mm  
Longueur du produit 120 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon rouge

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile  
Non cytotoxique oui  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 50  
pièces / carton 500  
pièces / pallet 24000  
Volume du carton 0.0366 cbm  
Poids du produit 0.0084 kg  
Poids du carton 4.45 kg  
Code EAN de la boîte 4038917112987  
Code EAN du carton d'emballage 4038917033442

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**