



## Description d'article

Numéro de commande	62.554.002
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 50 pièce(s)/boîte en polystyrène
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc/bleu
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	15 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	120 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	boîte en polystyrène
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	16000
Profondeur du carton	435 mm
Largeur du carton	143 mm
Hauteur du carton	702 mm
Volume du carton	0.0436 cbm
Poids du produit	0.0057 kg
Poids du carton	4.13 kg
Code EAN de la boîte	4038917565103
Code EAN du carton d'emballage	4038917565110

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

