



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 62.554.205 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 120 x 17 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc/bleu, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile, 50 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | blanc/bleu |
| Graduation | oui |
| Bouchon | bouchon à vis standard |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond conique |
| Volume de travail | 15 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur du produit | 120 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | rouge |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|--|
| Satisfait les exigences | IATA |
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Label de pureté | exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Non cytotoxique | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 50 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 24000 |
| Profondeur du carton intérieur | 300 mm |
| Largeur du carton intérieur | 340 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 100 mm |
| Profondeur du carton | 429 mm |
| Largeur du carton | 391 mm |
| Hauteur du carton | 219 mm |
| Volume du carton | 0.0366 cbm |
| Poids du produit | 0.0073 kg |
| Poids du carton | 4 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917113144 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917033497 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

