



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 62.559 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 50 ml, (L x Ø) : 115 x 28 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, rouge, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: bleu/blanc, avec graduation, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, 25 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | bleu/blanc |
| Graduation | oui |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond conique à jupe |
| Volume de travail | 50 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 8000 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Diamètre | 28 mm |
| Longueur du produit | 115 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | rouge |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|--|
| Satisfait les exigences | ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique |
| Apyrogène | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 300 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 25 |
| pièces / carton | 300 |
| pièces / pallet | 7200 |
| Profondeur du carton | 588 mm |
| Largeur du carton | 398 mm |
| Hauteur du carton | 270 mm |
| Volume du carton | 0.0632 cbm |
| Poids du produit | 0.0145 kg |
| Poids du carton | 5.06 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917265232 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917265188 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

