



Description d'article

Numéro de commande	62.610.115
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, PP, avec aplat

Page 2

Dimensions

Diamètre 15.3 mm
Longueur du produit 92 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon naturel
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 50000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 36000
Volume du carton 0.0492 cbm
Poids du produit 0.0052 kg
Poids du carton 5.7 kg
Code EAN de la boîte 4038917265478
Code EAN du carton d'emballage 4038917265461

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT