



## Spécification de produit

**Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, PP, bouchon assemblé, 100 pièce(s)/sachet**

**Page 1**



### Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 62.612                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, transparent, matériau : PP, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, bouchon assemblé, 100 pièce(s)/sachet, 1 000 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.11                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Caractéristiques du produit

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Étiquette/ Impression        | avec aplat                                |
| Couleur impression/étiquette | blanc                                     |
| Graduation                   | oui                                       |
| Forme du fond                | double fond conique, fond du tube arrondi |
| Volume de travail            | 5 ml                                      |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Spécification de produit

**Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, PP, bouchon assemblé, 100 pièce(s)/sachet**

**Page 2**

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diamètre              | 15.3 mm |
| Longueur du produit   | 92 mm   |
| Longueur sans bouchon | 92 mm   |

### Matériau et coloris

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | transparent        |

### Pureté et certification

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR               |
| Catégorie de produit    | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE             | CE                      |
| Alloti                  | oui                     |

### Conditionnement

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1000          |
| Type d'emballage intérieur     | sachet        |
| pièces / boîte                 | 100           |
| pièces / carton                | 1000          |
| pièces / pallet                | 36000         |
| Profondeur du carton           | 398 mm        |
| Largeur du carton              | 398 mm        |
| Hauteur du carton              | 300 mm        |
| Volume du carton               | 0.0475 cbm    |
| Poids du produit               | 0.005 kg      |
| Poids du carton                | 5.69 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917082884 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917001908 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**