



**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 15 ml, (L x Ø) : 76 x 20 mm, PP**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	62.732.519
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 15 ml, (L x Ø) : 76 x 20 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	15 ml
Centrifugation max (FCR)	4500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



### **Dimensions**

Diamètre	20 mm
Longueur du produit	76 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	18000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	265 mm
Volume du carton	0.042 cbm
Poids du produit	0.0064 kg
Poids du carton	3.81 kg
Code EAN de la boîte	4038917251617
Code EAN du carton d'emballage	4038917251600

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

